

お客様各位

品京発 19-300
2019 年 12 月吉日
コフロック株式会社



スタンド付流量計の一部仕様変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃は、格別のお引き立てを頂きまして誠に有難うございます。

このたび弊社のマルチスタンド付流量計のスタンド部に埋め込みしております気泡管水準器においてメーカーより廃番及び代替品の案内があり、誠に勝手ながら、以下対象製品の仕様変更の連絡をさせていただきます。
何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。

敬具

1. 報告事項

下記の仕様変更となりますのでご確認をお願いいたします。

(内容) 気泡管水準器の変更と埋め込み位置変更

従来の赤丸線水準器がメーカーより廃番の連絡があり、代替品として気泡管内部の水が青色液で白丸線の気泡管水準器に変更となります。この変更に合わせて、水準器の埋め込み位置も水準器を見やすい最前部中央に変更いたします。詳細は以下 3. 項と 2 頁の 5. 項の内容をご確認をお願いします。
また本件の変更による外形サイズの変更はありません。

2. 対象機種

弊社マルチスタンド付流量計の下記標準機種

- (1) スタンド付 実験室用精密フローメータ RK1360 Series
- (2) 多連ラボ用精密フローメータ RK120X、RK140X、RK120XM Series

3. 具体的な変更内容

変更内容は下記となります。

① 気泡管水準器の仕様変更

(変更前) 透明水での気泡、赤丸線仕様

(変更後) 青色水での気泡、白丸線仕様 にて従来より視認性が良くなります。

② 気泡管水準器の埋め込み位置

(変更前) スタンド部前面中央部

RK1360V 等バルブ付仕様ですとバルブが水準器を隠している状態で真上から気泡を目視することが難しい状態でした。

(変更後) スタンド部最前面部中央

前に位置したことでバルブに隠れず、上から水準器を見られるよう改善しました。

詳細は 2 頁の 5. 変更内容詳細 をご確認ください。

4. 変更時期

2020 年 7 月受注分より変更後仕様へ移行生産、販売 (完全切り替え)

※従来品部品在庫の関係から切り替え時期を過ぎての従来品販売は困難となります。

なお、本内容で、ご不明点等がございましたら、弊社営業担当までお問合せ頂けますようお願いいたします。

5. 変更内容詳細


(1) スタンド付 実験室用精密フローメータ RK1360 Series

(例) RK1360V

変更前



変更後



※変更品は水準器の仕様と位置が変わり、見やすくなります。

※当社全製品のラベルについて、当社ロゴのデザイン変更が 2020 年 1 月から順次実施となります。

(2) 多連ラボ用精密フローメータ RK120X、RK140X、RK120XM Series

上述のスタンドと同様に下記例の写真のスタンドが変更となります。

(例) RK1202



RK1202

(例) RK1402



RK1402

(例) RK1202M



RK1202 M

以上